



INFORMACE K POUŽITÍ

Návod k použití

Liposomální oční sprej TEARS AGAIN® k léčbě, zmírnění nebo kompenzování podráždění suchých očí.

Obsažené látky

sojový lecitin, chlorid sodný, etanol, fenoxietanol, palmitát vitamínu A, vitamín E, aqua purificata

Indikace

TEARS AGAIN® stabilizuje lipidovou vrstvu slzného filmu, reguluje a zlepšuje vlhkost očního povrchu a očních víček. Doporučuje se použít v případě poruch citlivosti způsobených vlivem prostředí, například suché oko, pocit napětí na očním víčku, pocit cizího předmětu v oku, pálení nebo svědění oka.

Kontraindikace

Sprej TEARS AGAIN® se nesmí používat v případě alergie na některou ze složek přípravku.

Dávkování, způsob a doba používání

Sprej TEARS AGAIN® se nanese 1–2 vstříky na každé zavřené oční víčko. Výrobek se nesmí vstříkovat do otevřeného oka, hlavice spreje se nesmí dotýkat povrchu oka, musí se držet přibližně ve vzdálenosti 10 cm. V případě používání očních kosmetických přípravků se sprej TEARS AGAIN® nastříkává před nalíčením a po odlíčení. Sprej TEARS AGAIN® lze v zásadě nanést i na nalíčené oko. V tomto případě je však potřeba nanést pouze 1 vstřík z trochu větší vzdálenosti (přibližně 20 cm).

Sprej TEARS AGAIN® zvyšuje komfort při nošení kontaktních čoček.

Všeobecně se doporučuje použít sprej TEARS AGAIN® 3–4krát denně. Při silné přecitlivělosti se sprej TEARS AGAIN® může použít bez obav i vícekrát.

Pokyny

Sprej může používat i více osob, protože nehrozí žádná kontaminace. Sprej TEARS AGAIN® se nesmí používat současně s jinými očními léčivými přípravky. Pokud je kromě spreje TEARS AGAIN® potřeba aplikovat jiný oční léčivý přípravek, je nutné dodržet mezi oběma aplikacemi časový interval v délce 10 minut. Před použitím je třeba dávat pozor na správně usazený a neporušený uzávěr (Crimprand) rozstříkovače. Lahve je přeplněna, neboť z technických důvodů v lahvi vždy zůstane nějaké zbytkové množství. Je zaručeno, že se udávaný obsah nechá odebrat.

Trvanlivost a uchování

Uchovávat v chladnu a suchu.

Uchovávat mimo dosah dětí.

Tento výrobek se může po prvním použití nadále používat po dobu šesti měsíců.

Výrobek po uplynutí doby použitelnosti již nepoužívejte.

Při prvním použití je třeba 3–4krát nadávkovat, aby se trubička naplnila.

Stav informací: 2015-03

Distributor:

IBI-International spol. s r.o.,
Senovážné náměstí 5,
110 00 Praha 1,
Česká republika
www.ibi.cz



Výrobce/Výrobca:

Optima Medical Swiss AG
Bundesstrasse 7
CH-6300 Zug



0482